



KIDYTED Kid's Growth Tracker

For safe use of the product, please read this User Manual first and save it for future reference. Please also keep safe the enclosed Warranty Card. Do not lose or discard it.

1 Product Use and Features

First, we would like to thank you for choosing Kidywolf's product. This product offers a more accurate and more reliable way to help you understand your kid's growth.

Product Application: weight measurement

Product Features:

1. Simple design – no button, no screen.
2. Auto on by stepping on.
3. Data displayed on and stored in the height ruler, no need to bend down to check.
4. Auto uploading of height ruler data after syncing with BonBaby APP, permanent Cloud storage.
5. Support kid's holding mode for kid's weight measurement.

2 Precautions


⚠ Precautions for Use

1. Do not jump on the product.
2. Leave the infrared transmitter uncovered while measuring.
3. Please place the scale on a flat and hard surface. Uneven surfaces or soft surfaces like carpet may result in inaccurate results.
4. Please use it in a room lower than 3.5m with a light-colored ceiling; otherwise, weight data may not show on the height ruler.
5. Please do not step on the scale with wet feet or when the scale surface is wet to avoid the risk of slipping.

⚠ Precautions for Storage

1. Do not soak it directly in water.
2. Do not leave it in high temperature, high humidity, dusty environment, direct sunlight or directly against the air conditioner.
3. Do not leave it in places where a strong impact may occur, vibration is present or on an uneven surface.


3 Product Illustration



The scale consists of tempered glass, an infrared transmitter, a magnetic circle, an outer cover, etc.

4 Accessories List

Please check that the following items are included in the package: a Kidyted Scale, 4 1.5V (AAA) batteries, and a User Manual. In case of anything missing, please contact our after-sales support.



5 Battery Installation Instructions

Battery installation instructions for Kidyted Scale:

1. Open the battery compartment cover.
2. Insert 4 AAA batteries into the battery compartment of the scale with the positive and negative ends facing the correct directions as indicated.
3. Put the battery cover back on in the reverse direction.


Friendly Reminders from Kidywolf:

1. If the Kidyted Scale is not going to be used for some time (3 months or above), please remove the batteries.
2. Do not mix old batteries with new ones or different types of batteries to avoid affecting the life of the product.
3. This product and used batteries shall be disposed in compliance with the electric product disposal regulations of the country of use.

6 How to Use


Step 1

Stand onto the scale with both feet and keep balance.



Step 2

When the KIDYWOLF logo is flashing, the scale is measuring the weight.



Step 3

Once measurement is finished, the KIDYWOLF logo will remain on and weight data will appear on the height ruler.

7 Download BonBaby App

Search "BonBaby" on App Store or Google Play to download



Data will be synced with your APP through Bluetooth, enabling scientific and quantitative management of your baby's growth and offering professional analysis and advice.

Apple devices: iPhone 5 or above with version at least iOS 8.0, iPhone 4/4s excluded.
Android devices: 4.3 or above and supports Bluetooth 4.0/4.1

6 How to Use

Step 1

Turn and unfold the level ruler, move the ruler end closer to the scale and stick it onto the metal circle.



Step 2

Let your child stand upright on the scale and do not move. Pull the height ruler up, attach the level ruler onto the top of your child's head and keep it balanced.



Step 3

The measurement is completed after 3 seconds; the height data will be displayed on the LED dot matrix screen and flash 3 times.



7 Download BonBaby App

Search "BonBaby" on App Store or Google Play to download



Data will be synced with your APP through Bluetooth, enabling scientific and quantitative management of your baby's growth and offering professional analysis and advice.

Apple devices: iPhone 5 or above with version at least iOS 8.0, iPhone 4/4s excluded.
Android devices: 4.3 or above and supports Bluetooth 4.0/4.1

5 Battery Installation Instructions

Battery installation instructions for Kidyted Ruler:


1. Open the battery compartment cover.
2. Insert 2 AAA batteries into the battery compartment of the scale with the positive and negative ends facing the correct directions as indicated.
3. Put the battery cover back on in the reverse direction.

Low battery warning: if the battery icon flashes when turning the device on, it means that the batteries are running low. Please replace the batteries. Batteries with insufficient power may affect the accuracy of the measurement.

Friendly Reminders from NESPART SPRL:

1. If the Kidyted Ruler is not going to be used for some time (3 months or above), please remove the batteries.
2. Do not mix old batteries with new ones or different types of batteries to avoid affecting the life of the product.
3. This product and used batteries shall be disposed in compliance with the electric product disposal regulations of the country of use.

3 Product Illustration



The height ruler consists of an outer cover, an infrared receiver, a LED dot matrix screen, a level ruler and a ruler end.

2 Precautions

⚠ Precautions for Use

1. When measuring height, it is recommended to stick the ruler end to the middle of the metal circle on the scale.
2. Do not pull the measuring tape too fast so that the ruler end does not break away from the metal circle and hit the person on the scale.
3. When removing the ruler end from the magnetic circle, it is recommended to slide it out from the side of the metal circle.
4. After the measurement, please withdraw the measuring tape slowly. Withdrawing too fast may result in failure of placing it back to its original position.

⚠ Precautions for Storage

1. Do not soak it directly in water.
2. Do not leave it in high temperature, high humidity, dusty environment, direct sunlight or directly against the air conditioner.
3. Do not leave it in places where a strong impact may occur, vibration is present or on an uneven surface.



KIDYTED Kid's Growth Tracker

For safe use of the product, please read this User Manual first and save it for future reference. Please also keep safe the enclosed Warranty Card. Do not lose or discard it.

1 Product Use and Features

First, we would like to thank you for choosing Kidywolf's product. This product offers a more accurate and more reliable way to help you understand your kid's growth.

Product Application: height measurement

Product Features:

1. Original measuring solution for easy and accurate height measurement
2. Cute shape, small and portable, suitable for use at home
3. Integrated Bluetooth, complementary with BonBaby APP Auto transmission and permanent Cloud storage of data
4. Simple no-button design, turn and unfold the level ruler to activate height measuring
5. Off to sleep mode automatically, no need to turn off manually

8 Technical Specification

Product name:

KIDYTED Scale

Model:

KIDYTED-CY

Size:

312mm*312mm*23.5mm

Battery:

4 1.5V (AAA) batteries

Battery endurance:

6 months

Measurement:

3-150Kg

Division:

50g

Unit:

Kg/Lbs

Weight:

1.91Kg(without battery)

Operating conditions:

Temperature: 0°C~40°C

Humidity: ≤85%RH

Storage and transportation conditions:


Temperature: -20°C~60°C

Humidity: ≤85%RH

10 Maintenance and Care

1. Keep the Kidyted Scale away from heat.
2. This product is not waterproof. Do not let water drip or splash into the product. In case of exposure to water, please wipe with a dry cloth as soon as possible.
3. Wipe the scale surface with a clean and soft cloth. If necessary, wipe it with a wrung-out cloth and then dry it with a dry cloth.
4. Avoid wiping with a rough cloth in case of scratches on the scale.
5. Do not wipe this product with chemical or corrosive solvents.

11 Warranty and Service



Service:

1. 2-year warranty (from date of purchase) is included under proper usage.
2. Warranty doesn't cover parts other than Kidyted Scale itself.
3. Under these circumstances, repair will be charged:
 - A: Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes
 - B: Warranty expired
 - C: Failure to present the Warranty Card
 - D: Content of the Warranty Card is inconsistent with the actual object, or blurred and unrecognizable
 - E: Dirt and scratches on the product itself or accessories.
 - F: Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force

12 Disclaimer and Copyright Statement

Disclaimer:

This manual is written in accordance with available information and contents are subject to change without notice. KIDYWOLF has made the best effort to guarantee the manual's accuracy and reliability. However, the company does not assume liability for loss or damage caused by omissions, inaccuracies or typographical errors in this manual. If there are discrepancies in this manual due to software upgrades, instructions and function dictated by the software.

Copyright Statement:

NESPART SPRL reserves all rights, and retains the final right to interpret and revise this handbook and the statements contained therein. Copy right of this manual belongs to NESPART SPRL. Without prior written permission, no company or individual is allowed to reproduce, copy or translate this manual or any information contained therein.

13 Multilingual Instruction download



- Download instruction manual in your language.
- Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.
- Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.
- Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.
- Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.
- Download de handleiding in uw taal.



8 Technical Specification

Product name:

Kidyted Ruler

Model:

KIDYTED-CY

Size:

95mm*90mm*29mm

Battery:

2 1.5V (AAA) batteries

Measurement:

1-180cm

Wireless transmission:

BLE 4.1

Transmission distance:

10m

System requirements:

iOS: iPhone 5 or above with version at least iOS 8.0, iPhone 4/4s excluded.
Android: 4.3 or above and supports Bluetooth 4.0/4.1

Division:

0.2cm

Unit:

cm/in

Weight:

120g(without battery)

Battery endurance:

6 months

Operating conditions:

Temperature: 0°C~40°C

Humidity: ≤85%RH

Storage and transportation conditions:


Temperature: -20°C~60°C

Humidity: ≤85%RH

10 Maintenance and Care

1. Keep the Kidyted Ruler away from heat.
2. This product is not waterproof. Do not let water drip or splash into the product. In case of exposure to water, please wipe with a dry cloth as soon as possible.
3. Wipe the scale surface with a clean and soft cloth. If necessary, wipe it with a wrung-out cloth and then dry it with a dry cloth.
4. Avoid wiping with a rough cloth in case of scratches on the scale.
5. Do not wipe this product with chemical or corrosive solvents.

11 Warranty and Service



Service:

1. 2-year warranty (from date of purchase) is included under proper usage.
2. Warranty doesn't cover parts other than Kidyted Scale itself.
3. Under these circumstances, repair will be charged:
 - A: Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes
 - B: Warranty expired
 - C: Failure to present the Warranty Card
 - D: Content of the Warranty Card is inconsistent with the actual object, or blurred and unrecognizable
 - E: Dirt and scratches on the product itself or accessories.
 - F: Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force

12 Disclaimer and Copyright Statement

Disclaimer:

This manual is written in accordance with available information and contents are subject to change without notice. Kidywolf has made the best effort to guarantee the manual's accuracy and reliability. However, the company does not assume liability for loss or damage caused by omissions, inaccuracies or typographical errors in this manual. If there are discrepancies in this manual due to software upgrades, instructions and function dictated by the software.

Copyright Statement:

NESPART SPRL reserves all rights, and retains the final right to interpret and revise this handbook and the statements contained therein. Copy right of this manual belongs to NESPART SPRL. Without prior written permission, no company or individual is allowed to reproduce, copy or translate this manual or any information contained therein.


13 Multilingual Instruction download



- Download instruction manual in your language.
- Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.
- Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.
- Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.
- Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.
- Download de handleiding in uw taal.



Symptoms	Reasons	Solutions
LED screen doesn't light up when unfolding the level ruler.	Batteries are too low. Hardware is damaged.	Replace the batteries. Please contact us through www.kidywolf.com
Measurement data is not accurate.	Pull the height ruler too fast.	Please pull the height ruler slowly at a uniform speed.
Symbols	Instructions	
The screen shows the battery icon.		Low battery but will still work properly.
The screen shows the battery icon.		Batteries are too low to work properly.
The screen shows the icon "W".		Weight measurement mode.
The screen shows the icon "H".		Height measurement mode.
The screen shows the icon "OL".		Measuring weight exceeds the range.



KIDYTED

Suivi de la croissance des enfants

Pour une utilisation sans risque de ce produit, merci de lire ce Manuel Utilisateur au préalable et de le garder en vue d'une consultation future. Merci de conserver également en lieu sûr la Carte de Garantie ci-jointe. Ne la perdez pas, ne la jetez pas.

1 Utilisation du Produit et Caractéristiques

Tout d'abord, nous souhaitons vous remercier d'avoir choisi un produit Kidywolf. Ce produit est une manière plus précise et plus fiable de vous aider à comprendre la croissance de votre bébé.

Application du Produit : pesée

Caractéristiques du Produit :






- Design simple – pas de bouton, pas d'écran. S'allume automatiquement en posant le pied dessus.
- Données affichées et stockées dans la règle de mesure, pas besoin de se baisser pour regarder.
- Mise à jour automatique des données de la règle de mesure après synchronisation avec l'APP BonBaby, stockage permanent sur le Cloud.
- Prend en charge le mode de portage du enfant pour peser le enfant.



Pour une utilisation sans risque de ce produit, merci de lire ce Manuel Utilisateur au préalable et de le garder en vue d'une consultation future. Merci de conserver également en lieu sûr la Carte de Garantie ci-jointe. Ne la perdez pas, ne la jetez pas.

1 Utilisation et Caractéristiques du Produit

Tout d'abord, nous souhaitons vous remercier d'avoir choisi un produit Kidywolf. Ce produit est une manière plus précise et plus fiable de vous aider à comprendre la croissance de votre enfant.











2 Précautions

⚠ Précautions d'Utilisation

- Ne pas sauter sur le produit.
- Ne pas couvrir l'émetteur infrarouge pendant la mesure.
- Merci de placer la balance sur une surface plane et dure. Les surfaces irrégulières ou molles comme les tapis peuvent donner des résultats imprécis.
- Merci de l'utiliser dans une pièce de moins de 3,5m de hauteur avec un plafond clair; sinon, les données de poids ne s'afficheront peut-être pas sur la règle de mesure.
- Merci de ne pas monter sur la balance avec les pieds mouillés ou quand la balance est mouillée afin de ne pas glisser.

⚠ Précautions de Stockage


















- Ne pas tremper directement dans l'eau.
- Ne pas exposer à de fortes chaleurs, à une grande humidité, à un environnement poussiéreux, à la lumière du soleil ou contre le climatiseur.
- Ne pas laisser dans des endroits où de forts impacts peuvent être ressentis, où il peut y avoir des vibrations ou sur une surface irrégulière.
















4 Liste des Accessoires

Merci de vérifier que les objets suivants sont bien présents dans l'emballage : une Balance Kidyted, 4 piles 1,5V (AAA), et un Manuel Utilisateur.
















Si quelque chose manque, merci de contacter notre service après-vente.



6 Fonctionnement














8 Spécificités Techniques



10 Entretien

- N'exposez pas la Balance Kidywolf à la chaleur.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne laissez pas de l'eau couler sur ou éclabousser le produit. En cas d'exposition à l'eau, merci d'essuyer la balance avec un chiffon sec au plus vite. Essayez la surface de la balance avec un chiffon propre et doux.
- Si nécessaire, essuyez avec un chiffon bien essoré puis séchez avec un chiffon sec.
- Evitez d'essuyer avec un chiffon rugueux pour éviter les griffures sur la balance.
- N'essuyez pas ce produit avec des solvants chimiques ou corrosifs.





1 Productgebruik en Kenmerken

Eerst willen we u bedanken om het KIDYWOLF product te hebben gekozen. Dit product biedt u een accuratere en betrouwbaardere manier om u te helpen de groei van uw kind te begrijpen.




Product toepassing : gewichtsmeting

Product Kenmerken:

- Eenvoudig ontwerp – geen knoppen, geen scherm.
- Automatisch aan door er op te stappen
- Gegevens worden weergegeven en opgeslagen in de lengtelineaal, niet meer nodig om te buigen om te controleren.
- De lengtelineaal gegevens worden automatisch opgeladen na een synchronisatie met de BonBaby APP, permanente Cloud opslag
- Voor de kindergewichtsmeting



1 Productgebruik en Kenmerken



1 Productgebruik en Kenmerken

Eerst willen we u bedanken om het KIDYWOLF product te hebben gekozen. Dit product biedt u een accuratere en betrouwbaardere manier om u te helpen de groei van uw kind te begrijpen.

Product toepassing : lengtemeting

Product kenmerken:


- Originele meetoplossing voor een gemakkelijke en nauwkeurige lengtemeting
- Leuke vorm , klein en draagbaar, geschikt voor gebruik thuis
- Geïntegreerde Bluetooth, aanvullend op de BonBaby APP Automatische transmissie en permanente opslag van de gegevens in de Cloud.
- Eenvoudig ontwerp zonder knoppen, draai en ontvouw het niveaupijltje om de lengtemeting te activeren.
- Automatisch wordt het in de slaapstand geplaatst, niet nodig om het manueel uit te schakelen.

2 Voorzorgsmaatregels

- ⚠ Precautions for Use
 - Spring niet op het product
 - Bedek de infrarode zender niet als u meet.
 - Zet de weegschaal op een vlakke en harde oppervlakte.Ongelijke of zachte ondergronden kunnen onnauwkeurige resultaten geven.
- Gebruik het in een kamer die maximaal 3,5 m hoog is en met een lichtgekleurd plafond; anders kan het dat de gewichtsgegevens niet op de lengtelineaal te zien zijn.
- Stap niet op de weegschaal met natte voeten of als de weegschaal oppervlakte nat is om het risico van te slippen te vermijden.

- ⚠ Opbergvoorzorgsmaatregels
 - Niet direct in water laten weken
 - Laat het niet in hoge temperatuur, hoge vochtigheid, stoffige omgeving, direct zonlicht en plaats het niet direct tegen een airconditioner
 - Laat het niet in plaatsen waar er een sterke impact kan voorkomen, een zekere vibratie is of op een ongelijke oppervlakte

3 Productafbeelding



De weegschaal bestaat uit gehard glas, een infrarode zender, een magnetische cirkel, een omslaghoes etc.




2 Voorzorgsmaatregels

- ⚠ Gebruiksvoorzorgsmaatregels
 - Indien u de lengte meet is het aanbevolen om het lineaaluiteinde op het midden van de metalen cirkel op de weegschaal te kleven.
 - Trek de meetband niet te snel opdat het lineaaluiteinde niet van de metalen cirkel loskomt en de persoon op de weegschaal raakt.
 - Als men het lineaaluiteinde van de magnetische cirkel verwijdert is het aanbevolen om het er van de kant van de metalen cirkel uit te glijden.
 - Het te snel terugtrekken kan maken dat het niet meer terug in de oorspronkelijk positie geplaatst kan worden.

- ⚠ Opbergvoorzorgsmaatregels
 - Niet direct in water laten weken
 - Laat het niet in hoge temperatuur, hoge vochtigheid, stoffige omgeving, direct zonlicht en plaats het niet direct tegen een airconditioner
 - Laat het niet in plaatsen waar er een sterke impact kan voorkomen, een zekere vibratie is of op een ongelijke oppervlakte



3 Productafbeelding



De monitorenheid bestaat uit een externe afdekking, een infraroodontvanger, een LED-dotmatrixscherm, een meetlint en een uiteinde van de tape.

4 Lijst van Accessoires

Controleer of de volgende zaken in het pakket zitten: een KIDYTED weegschaal, 4 1,5V (AAA) batterijen en een gebruikshandleiding
In geval er iets mist, gelieve onze naverkoopdienst te contacteren



5 Batterij Installeer Instructies

De batterij installeer instructies voor de KIDYTED weegschaal

- Open het dekseltje van het batterijcompartiment
- Plaats de 4 AAA batterijen in het batterijcompartiment van de weegschaal met de positieve en negatieve uiteinden tegenover de juiste indicaties
- De batterij omslaghoes terug in de omgekeerde richting


Enkele tips van KIDYWOLF:

- Als de KIDYTED weegschaal een tijdje (3 maanden of meer) niet gebruikt wordt, haal dan de batterijen er uit.
- Mix geen oude met nieuwe batterijen of verschillende types van batterijen om het product niet aan te tasten
- Dit product alsook de gebruikte batterijen moeten verwijderd worden volgens de wettelijke verwijderingsregelingen voor elektrische producten die in het land van toepassing zijn.



4 Lijst van Accessoires

Gelieve te controleren dat de volgende zaken in het pakket zitten: een KIDYTED Ruler, 2 1.5V (AAA) batterijen en een Gebruikshandleiding
In geval er iets mist, gelieve onze naverkoopdienst te contacteren.



- ⚠ Opbergvoorzorgsmaatregels
 - Niet direct in water laten weken
 - Laat het niet in hoge temperatuur, hoge vochtigheid, stoffige omgeving, direct zonlicht en plaats het niet direct tegen een airconditioner
 - Laat het niet in plaatsen waar er een sterke impact kan voorkomen, een zekere vibratie is of op een ongelijke oppervlakte

5 Batterij Installeer Instructies

De batterij installeer instructies voor de KIDYTED Ruler:

- Open het dekseltje van het batterijcompartiment
- Plaats de 2 AAA batterijen in het batterijcompartiment van de Ruler met de positieve en negatieve uiteinden tegenover de juiste indicaties
- Zet de batterij omslaghoes terug in de omgekeerde richting

Waarschuwing "batterij bijna leeg" : als de batterijpictogram knippert bij het aanzetten van het apparaat betekent dit dat de batterijen bijna leeg zijn. Gelieve de batterijen vervangen. Bijna lege batterijen kunnen de nauwkeurigheid van het meten beïnvloeden.

Enkele tips van KIDYWOLF:

- Als de KIDYTED Ruler een tijdje (3 maanden of meer) niet gebruikt wordt, haal dan de batterijen er uit.
- Mix geen oude met nieuwe batterijen of verschillende types van batterijen om het product niet aan te tasten
- Dit product alsook de gebruikte batterijen moeten verwijderd worden volgens de wettelijke verwijderingsregelingen voor elektrische producten die in het land van toepassing zijn.

6 Hoe het gebruiken

Stap 1
Sta met de twee voeten op de weegschaal en bewaar je evenwicht



Als de meting gedaan is, blijft het KIDYWOLF logo aan en de gewichtgegevens zullen op de hoogtelineaal verschijnen

Als de meting gedaan is, blijft het KIDYWOLF logo aan en de gewichtgegevens zullen op de hoogtelineaal verschijnen

7 Download BonBaby APP

Zoek "BonBaby" in de App Store of Google Play om het te downloaden.



De gegevens zullen via Bluetooth met uw APP gesynchroniseerd worden , wat toelaat de groei van uw kind op een wetenschappelijke en quantitative manier te beheren en een mogelijkheid

Apple apparaten : iPhone5 of hoger met op z´ n minst een iOS 8.0, iPhone 4/4S is uitgesloten
Android apparaten: 4.3 of hoger en laat Bluetooth 4.0/4.1 toe.



6 Hoe het gebruiken

Stap 1
Draai en ontvouw het niveaupijltje, beweeg het lineaaluiteinde dichtër bij de weegschaal en kleef het op de metalen cirkel.

Stap 2
Bring het kind op de weegschaal en zorg ervoor dat het rechtop staat en stilstaat. Trek het meetlint omhoog naar de bovenkant van het hoofd van de baby en houd het enkele seconden in deze positie.

Stap 3
De meting is klaar binnen de 3 minuten; de lengte gegevens zijn te zien op het LED Dot Matrix scherm en knipperen 3 keer.

7 Download BonBaby APP



De gegevens zullen via Bluetooth met uw APP gesynchroniseerd worden , wat toelaat de groei van uw kind op een wetenschappelijke en quantitative manier te beheren en een mogelijkheid geeft om de gegevens professioneel te analyseren en advies te

Apple apparaten : iPhone5 of hoger met op z´ n minst een iOS 8.0, iPhone 4/4S is uitgesloten
Android apparaten: 4.3 of hoger en laat Bluetooth 4.0/4.1 toe.

8 Technische Specificaties

Productnaam: KIDYTED weegschaal	Divisie 50g
Model: KIDYTED	Eenheid: Kg/Lbs
Grootte: 312mm*312mm*23.5mm	Gewicht: 1.91Kg(zonder batterij)
Batterij: 4 1,5 (AAA) batterijen	Gebruiksvoorwaarden: Temperatuur: 0°C–40°C Vochtigheid: ≤85%RH
Batterij levensduur: 6 maanden	Opberg- en transportcondities: Temperatuur -20°C ~60°C Vochtigheid: ≤85%RH
Afmetingen: 3-150Kg	

9 Probleemoplossen

Symptomen	Redenen	Oplossing
Het KIDYWOLF logo knippert niet als men op de weegschaal staat.	De batterijen van de weegschaal zijn leeg of de hardware is beschadigd.	Als het na het vervangen van de batterijen nog steeds niet werkt, contacteer ons dan via www.kidywolf.com

Het KIDYWOLF logo staat aan, maar het Led dot Matrix scherm toont de meetgegevens niet.	De infrarode zender is geblokkeerd. De batterijen van de lengtelineaal zijn traag. Het niveaupijltje van de lengtelineaal is niet De hardware van de lengtelineaal is	Deblokkeer de infrarode zender. Vervang de batterijen van de hoogtelineaal. Draai het niveaupijltje tot het helemaal ontvouwen Contacteer ons via www.kidywolf.com
De kamer is hoger dan 3.5m		Plaats het in een kamer lager dan 3.5m



8 Technische Specificaties

Productnaam: Kidyted Ruler	Divisie: 0.2cm
Model: KIDYTED	Eenheid: cm/in
Grootte: 95mm*90mm*29mm	Gewicht: 120g(zonder batterij)
Batterij: 2 1.5V (AAA) batterijen	Batterij levensduur: 6 Maanden
Afmeting: 1–180cm	Gebruiksvoorwaarden: Temperatuur: 0°C–40°C Vochtigheid: ≤85%RH
Draadloze overdracht: BLE4.1	Opberg- en transportcondities: Temperatuur -20°C ~60°C Vochtigheid: ≤85%RH
Transmissie-afstand: 10m	
Systeem vereisten: iOS :iPhone5 of hoger met op z´ n minst een iOS 8.0, iPhone 4/4S is uitgesloten Android: 4.3 of hoger en laat Bluetooth 4.0/4.1 toe.	

iOS :iPhone5 of hoger met op z´ n minst een iOS 8.0, iPhone 4/4S is uitgesloten
Android: 4.3 of hoger en laat Bluetooth 4.0/4.1 toe.

9 Risoluzione dei problemi

Symptomen	Redenen	Oplossing
LED scherm licht niet op als het niveaupijltje ontvouwen is.	Batterijen zijn bijna leeg. De hardware is beschadigd.	Vervang batterijen. Gelieve ons via www.kidywolf.com te contacteren.
De meetgegevens zijn niet nauwkeurig	De lengtelineaal werd te snel uitgetrokken.	Gelieve de lengtelineaal langzaam en met eenzelfde snelheid uit te trekken.

Symbool	Instructies
Het scherm toont de batterijpictogram.	Lage batterij kracht maar het zal nog wel correct werken.
Het scherm toont de batterijpictogram.	De batterijen zijn bijna leeg om correct te werken.
Het scherm toont de pictogram "W" .	Gewicht meetmodus.
Het scherm toont de pictogram "H" .	Lengte meetmodusell'altezza.
Het scherm toont de pictogram "OL" .	Het gemeten gewicht overschrijdt het

10 Onderhoud en Zorg

- Houd de KIDYTED weegschaal ver weg van hitte.
- Dit product is niet waterbestendig. Geen water laten druppelen of spatten in/op het product.
- Veeg de bovenkant van de weegschaal af met een schone en zachte doek. Indien nodig, veeg het af met een uitgevrongen doek en vervolgens droog het met een droge doek.
- Vermijd om het met een ruwe doek af te veegen in geval van krasjes op de weegschaal.
- Gebruik geen chemische of bijtende oplosmiddelen om het product schoon te maken.



11 Garantie en Service

Garantie
Gelieve het Verkoopspunt waar u het product gekocht heeft, te contacteren.

- Service:**
- Bij juist gebruik is een 2-jaar garantie (vanaf aankoopdatum) inbegrepen.
 - De garantie dekt alleen de delen van KIDYTED Scale.
 - Onder de volgende omstandigheden wordt de reparatie aangerekend:

A: Kunstmatige vernietiging, ongepast of verkeerd gebruik, of voor commerciële doeleinden gebruik

B: De garantie is verlopen

C: De Garantie Kaart kan niet gepresenteerd worden.

D: De inhoud van de Garantie Kaart komt niet overeen met het feitelijke product, of is vaag en onleesbaar

E: Er vuil en krasjes op het product zelf of op de accessoires zijn

F: De gebruiker het product gerepareerd of gewijzigd heeft, het beschadigd is door een natuurlijke ramp of externe kracht



10 Onderhoud en zorg

- Houd de KIDYTED Ruler ver weg van hitte.
- Dit product is niet waterbestendig. Geen water laten druppelen of spatten in/op het product.
- Veeg de bovenkant van de weegschaal af met een schone en zachte doek. Indien nodig, veeg het af met een uitgevrongen doek en vervolgens droog het met een droge doek.
- Vermijd om het met een ruwe doek af te veegen in geval van krasjes op de weegschaal.
- Gebruik geen chemische of bijtende oplosmiddelen om het product schoon te maken.



11 Garantie en Service

Garantie
Gelieve het Verkoopspunt waar u het product gekocht heeft, te contacteren.

- Service:**
- Bij juist gebruik is een 2-jaar garantie (vanaf aankoopdatum) inbegrepen.
 - De garantie dekt alleen de delen van KIDYTED Ruler.
 - Onder de volgende omstandigheden wordt de reparatie aangerekend:

A: Kunstmatige vernietiging, ongepast of verkeerd gebruik, of voor commerciële doeleinden gebruik

B: De garantie is verlopen

C: De Garantie Kaart kan niet gepresenteerd worden.

D: De inhoud van de Garantie Kaart komt niet overeen met het feitelijke product, of is vaag en onleesbaar

E: Er vuil en krasjes op het product zelf of op de accessoires zijn

F: De gebruiker het product gerepareerd of gewijzigd heeft, het beschadigd is door een natuurlijke ramp of externe kracht

12 Disclaimer en Auteursrechtenverklaring

Disclaimer:
Deze handleiding is in overeenstemming met de beschikbare informatie geschreven en de inhoud kan veranderen zonder enige voorafgaande kennisgeving. KIDYWOLF heeft alles gedaan om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de handleiding te garanderen. Echter de maatschappij aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging veroorzaakt door nalatigheden, onjuistheden of typografische fouten in de handleiding.
Indien er tegenstrijdigheden zijn in deze handleiding door software upgrades, instructies en functie voorgeschreven door de software

Copyrightverklaring:
NESPART BVBA behoudt zich alle rechten voor alsook het uiteindelijke recht om dit handboek/ deze handleiding te interpreteren en te herzien. De copyright van deze handleiding behoort toe aan NESPART BVBA. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het geen enkele maatschappij noch individu toegestaan om deze handleiding of welke informatie dan ook hierin, te reproduceren, te kopiëren of te vertalen

13 Meertalige Instructie download



www.kidywolf.com/kidyted-manual
Download instruction manual in your language.

Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.

Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.

Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.

Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.

Download de instructiehandleiding in uw taal.



12 Disclaimer en Auteursrechtenverklaring

Disclaimer:
Deze handleiding is in overeenstemming met de beschikbare informatie geschreven en de inhoud kan veranderen zonder enige voorafgaande kennisgeving. KIDYWOLF heeft alles gedaan om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de handleiding te garanderen. Echter de maatschappij aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging veroorzaakt door nalatigheden, onjuistheden of typografische fouten in de handleiding.
Indien er tegenstrijdigheden zijn in deze handleiding door software upgrades, instructies en functie voorgeschreven door de software

Copyrightverklaring:
NESPART BVBA behoudt zich alle rechten voor alsook het uiteindelijke recht om dit handboek/ deze handleiding te interpreteren en te herzien. De copyright van deze handleiding behoort toe aan NESPART BVBA. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het geen enkele maatschappij noch individu toegestaan om deze handleiding of welke informatie dan ook hierin, te reproduceren, te kopiëren of te vertalen

13 Meertalige Instructie download



www.kidywolf.com/kidyted-manual
Download instruction manual in your language.

Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.


Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.

Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.

Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.

Download de instructiehandleiding in uw taal.





KIDYTED

Kinderwachstums-Tracker

Zur sicheren Anwendung des Produkts lesen Sie bitte diese Nutzeranleitung zuerst und heben Sie diese für zukünftige Anwendungen auf. Bewahren Sie außerdem die Garantie-Karte auf. Verlieren Sie sie nicht oder werfen Sie sie nicht weg.

1 Produktnutzung und Features

Zuerst möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie Kidywölf's Produkt gewählt haben. Dieses Produkt bietet Ihnen einen sichereren und genaueren Weg, das Wachstum Ihres kinds zu verstehen.

Produktanwendung: Gewichtsmessung

Produkt Features:

1. Einfaches Design — Keine Knöpfe oder bildschirme
2. Schaltet sich automatisch bei Belastung ein.
3. Die Daten werden auf dem Größemesser angezeigt und gespeichert, man muss sich zum Ablesen nicht herunterbeugen. Die Daten des Größemessers werden automatisch mit der BonBaby App synchronisiert und permanent in der Cloud gespeichert.
4. BonBaby App synchronisiert und permanent in der Cloud gespeichert.
5. Unterstützt den kind-Halten Modus zur Gewichtsmessung.

2 Vorsichtsmaßnahmen


⚠ Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung

1. Springen Sie nicht auf dem Produkt.
2. Lassen Sie den Infrarot-Transmitter während der Messung unbedeckt.
3. Bitte platzieren Sie die Waage auf einer flachen und festen Fläche. Unebene Flächen oder weiche Flächen wie Teppiche können zu ungenauen Messungen führen.
4. Bitte nutzen Sie es in einem Raum der nicht höher als 3.5 m ist und eine helle Decke hat, ansonsten kann es sein, dass die Messdaten nicht auf dem Größemesser auftauchen.
5. Bitte betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füßen oder wenn die Oberfläche nass ist, um Ausrutschen zu vermeiden.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen zur Aufbewahrung

1. Legen Sie die Waage nicht direkt ins Wasser.
2. Lassen Sie die Waage nicht bei hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit, staubiger Umgebung, im direkten Sonnenlicht oder direkt bei der Klimaanlage liegen.
3. Bewahren Sie die Waage nicht an Orten auf an denen es größere Erschütterungen gibt, die vibrieren oder eine unebene Fläche haben.

3 Produktillustration



KIDYTED

Kinderwachstums-Tracker

Zur sicheren Anwendung des Produkts lesen Sie bitte diese Nutzeranleitung zuerst und heben Sie diese für zukünftige Anwendungen auf. Bewahren Sie außerdem die Garantie-Karte auf. Verlieren Sie sie nicht oder werfen Sie sie nicht weg.

1 Produktnutzung und Features


Zuerst möchten wir Ihnen danken, dass Sie sich für ein Kidywolf Produkt entschieden haben. Dieses Produkt ermöglicht eine genaue und verlässliche Möglichkeit, das Wachstum Ihres kinds zu verstehen.

Produktanwendung: Größenmessung

Produkteigenschaften:


1. Einzigartige Möglichkeit zur einfachen und akkuraten Größenmessung.
2. Niedliche Form, klein und Tragbar, passend für die Nutzung zuhause, Bluetooth integriert, mit kostenloser BonBaby App
3. Automatische Übertragung und permanente Speicherung von Daten in der Cloud
4. Einfaches Design ohne Knöpfe, drehen und fahren Sie den Größemesser aus um die Messung zu aktivieren
5. Schaltet automatisch in den Sleep Mode, keine manuelle Ausschaltung

3 Produktillustration



4 Zubehör

Bitte stellen Sie sicher, dass sich die folgenden Dinge in Ihrem Paket befinden: Eine Kidyted Waage, 4 1.5V (AAA) Batterien, und eine Nutzeranleitung. Falls etwas fehlt, kontaktieren Sie bitte unseren after-sales Support.



5 Batterie Installationsanweisung

Batterie Installationsanweisung für die Kidyted Waage

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Batteriesektion.
2. Legen Sie 4 AAA Batterien in die Batteriesektion der Waage ein, so dass die positiven und negativen Enden in die korrekten Richtungen zeigen.
3. Schließen Sie die Batteriesektion in die entgegengesetzte Richtung.

Freundlicher Hinweis von Kidywolf:

1. Wenn die Kidyted Waage einige Zeit nicht benutzt werden soll (3 Monate oder länger, entfernen Sie bitte die Batterien.
2. Mischen Sie keine alten Batterien mit neuen oder mit Batterien anderer
3. Arten um die Lebensdauer des Produkts nicht zu beeinflussen. Dieses Produkt und die benutzten Batterien sollten in Übereinstimmung mit den lokalen Entsorgungsrichtlinien entsorgt werden.

6 Nutzungsanleitung


Schritt 1

Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Waage und halten Sie die Balance.



Schritt 2

Wenn das Kidywolf Logo blinkt, misst die Waage das Gewicht.



Schritt 3

Sobald die Messung abgeschlossen ist, wird das Kidywolf Logo angezeigt und die Gewichtsdaten werden auf dem Größemesser angezeigt.

7 Download der BonBaby App

Suchen Sie nach "BonBaby" im App Store oder bei Google Play um die App herunterzuladen




Die Daten werden mit der App über Bluetooth synchronisiert, wodurch eine wissenschaftliche und quantitative Datenverwaltung für das Wachstum Ihres Babys ermöglicht wird und eine professionelle Analyse und Empfehlungen bietet.

Apple Geräte: iPhone 5 oder höher mit Versionen von mindestens iOS 8.0, iPhone 4/4s ausgeschlossen. Android Geräte: 4.3 oder höher mit Bluetooth 4.0/4.1 Unterstützung.

4 Zubehör

Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Dinge in Ihrem Paket enthalten sind: ein Kidyted Messer, 2 1.5V (AAA) Batterien, und eine Nutzeranleitung. Falls etwas fehlt, kontaktieren Sie bitte unseren after-sales Kundenservice.



5 Batterieinstallationanleitung

Batterieinstallation für den Kidyted Ruler:

1. Öffnen Sie die Batteriesektion.
2. Legen Sie 2 AAA Batterien in die Batteriesektion des Messgeräts mit den positiven und negativen Enden in der richtigen Richtung.
3. Schließen Sie die Batteriesektion wieder.

Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn das Batterie-Symbol flackert, wenn Sie das Gerät einschalten, bedeutet dies, dass die Batterien fast leer sind. Bitte ersetzen Sie die Batterien. Fast leere Batterien können das Messergebnis beeinflussen.

Freundlicher Hinweis von Kidywolf:

1. Wenn das Kidyted Messgerät einige Zeit nicht benutzt werden soll (3 Monate oder länger, entfernen Sie bitte die Batterien.
2. Mischen Sie keine alten Batterien mit neuen oder mit Batterien anderer Arten um die Lebensdauer des Produkts nicht zu beeinflussen.
3. Dieses Produkt und die benutzten Batterien sollten in Übereinstimmung mit den lokalen Entsorgungsrichtlinien entsorgt werden.

8 Technische Spezifikation

Produktname:

Kidyted Waage

Unterteilung:

50g

Model:

KIDYTED-CY

Einheit:

Kg/Lbs

Größe:

312mm*312mm*23.5mm

Gewicht:

1.91Kg (ohne Batterien)

Batterie:

4 1.5V (AAA) Batterien

Verwendungsumgebung:

Temperatur: 0°C~40°C
Feuchtigkeit: ≤85%RH

Batteriedauer:

6 Monate

Lagerung und Transport:

Temperatur: -20°C ~ 60°C
Feuchtigkeit: ≤85%RH

Messung:

3-150Kg

9 Fehlerbehebung

Symptome	Gründe	Lösungen
Das Kidywolf Logo flackert nicht wenn ich auf der Waage stehe.	Die Batterien der Waage sind leer oder die Hardware ist beschädigt.	Wenn es immer noch nicht funktioniert nachdem Sie die Batterien gewechselt haben, Bitte kontaktieren Sie uns über www.kidywolf.com
Das Kidywolf Logo erscheint, doch der LED Bildschirm zeigt die Daten nicht an.	Der Infrarot-Transmitter ist blockiert. Die Batterien des Größemessers sind fast leer. Das Messband des Höhenmessers ist zugeklippt. Die Hardware des Größemessers ist beschädigt.	Decken Sie den Infrarot-Transmitter auf. Wechseln Sie die Batterien des Größemessers. Drehen Sie das Messband, bis es eingefaltet ist. Bitte kontaktieren Sie uns über www.kidywolf.com
Der Raum ist höher als 3.5m.	Stellen Sie die Waage in einem Raum der niedriger als 3.5m hoch ist.	

10 Wartung und Pflege

1. Halten Sie die Kidyted Waage von Hitze fern.
2. Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Lassen Sie kein Wasser darauf tropfen oder hineinlaufen. Falls es doch Wasser ausgesetzt wird, wischen Sie es mit einem trockenen Lappen ab sobald Sie können.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch. Falls nötig, benutzen Sie ein ausgewrungenes Tuch und trocknen Sie die Waage dann mit einem trockenen Tuch ab.
4. Vermeiden Sie die Nutzung rauer Lappen um Kratzer vorzubeugen.
5. Nutzen Sie keine chemischen Lösungen.

11 Garantie und Service

Garantie
Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt gekauft haben

Service:

1. 2-jährige Garantie (ab Kaufdatum) ist bei richtiger Anwendung gegeben.
2. Die Garantie schließt keine anderen Teile außer der Kidyted Waage selbst ein.
3. Bei folgenden Umständen wird die Reparatur berechnet:
A: Äußere Zerstörung, unangemessene Nutzung, Nutzung für kommerzielle Gründe.
B: Auslauf der Garantie.
C: Verlieren der Garantie-Kart.
D: Garantie-Karte stimmt nicht mit dem Objekt überein oder ist unleserlich, Dreck und Kratzer am Produkt und seinem.
E: Zubehör, repariert oder modifiziert durch den Nutzer, beschädigt durch natürliche.
F: Katastrophen oder äußere Einflüsse

12 Disclaimer und Copyright Statement

Disclaimer:

Diese Anleitung ist nach Übereinstimmung mit den vorhandenen Informationen und Inhalten geschrieben, die sich ohne Hinweis ändern können. Kidywolf hat sich bemüht die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Anleitung zu gewährleisten. Dennoch ist die Firma nicht haftbar für Verluste oder Schäden die durch Abweichungen, Ungenauigkeiten oder typographische Fehler in dieser Anleitung verursacht wurden. Falls es Abweichungen aufgrund von Software-Updates gibt, werden die Anleitungen von der Software gegeben.

Copyright Statement:

NESPART SPRL Alle Rechte vorbehalten, und behält sich zudem das finale Recht vor, das Handbuch und die darin gemachten Aussagen zu überarbeiten. Das Copyright dieser Anleitung liegt bei NESPART SPRL Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis ist es jedem Unternehmen oder Individuum untersagt, die Anleitung und die darin enthaltenen Informationen zu vervielfachen, zu kopieren oder zu übersetzen.

13 Mehrsprachige Anleitung herunterladen



6 Nutzungsanleitung

Schritt 1

Drehen und öffnen Sie das Lineal, bewegen Sie das Ende vom Lineal näher zur Skala und kleben Sie es auf den Metallkreis.



Schritt 2

Lassen Sie Ihr Kind aufrecht auf der Waage stehen und sich nicht bewegen. Ziehen Sie das Höhenlineal nach oben, befestigen Sie das Höhenlineal oben am Kopf Ihres Kindes und halten Sie es in Balance.



Schritt 3

Die Messung ist nach 3-Sekunden abgeschlossen; Die Höhendaten werden auf dem LED-Punktematrixbildschirm angezeigt und blinken dreimal.



8 Technische Spezifikation

Produktname:

Kidyted Messer

Einteilung:

0.2cm

Model:

KIDYTED-CY

Einheit

cm/in

Größe:

95mm*90mm*23mm

Gewicht:

120g (ohne Batterien)

Batterie:

2 1.5V (AAA) Batterien

Batteriedauer

6 Monate

Messung:

1-180cm

Anwendungsumgebung

Temperatur: 0°C~40°C
Feuchtigkeit: ≤85%RH

Wireless Übertragung:

BLE 4.1

Lagerung und Transport:

Temperatur: -20°C~60°C
Feuchtigkeit: ≤85%RH

Übertragungreichweite:

10m

Systemanforderungen:

iOS: iPhone 5 oder höher mit Versionen von mindestens iOS 8.0, iPhone 4/4s ausgeschlossen.
Androids: 4.3 oder höher mit Bluetooth 4.0/4.1 Unterstützung

10 Wartung und Pflege

1. Halten Sie das Kidyted Messgerät von Hitze fern.
2. Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Lassen Sie kein Wasser darauf tropfen oder hineinlaufen. Falls es doch Wasser ausgesetzt wird, wischen Sie es mit einem trockenen Lappen ab sobald Sie können.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch. Falls nötig, benutzen Sie ein ausgewrungenes Tuch und trocknen Sie die Waage dann mit einem trockenen Tuch ab.
4. Vermeiden Sie die Nutzung rauer Lappen um Kratzer vorzubeugen.
5. Nutzen Sie keine chemischen Lösungen.

12 Disclaimer und Copyright Statement

Disclaimer:

Diese Anleitung ist nach Übereinstimmung mit den vorhandenen Informationen und Inhalten geschrieben, die sich ohne Hinweis ändern können. Kidywolf hat sich bemüht die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Anleitung zu gewährleisten. Dennoch ist die Firma nicht haftbar für Verluste oder Schäden die durch Abweichungen, Ungenauigkeiten oder typographische Fehler in dieser Anleitung verursacht wurden. Falls es Abweichungen aufgrund von Software-Updates gibt, werden die Anleitungen von der Software gegeben.

Copyright Statement:

NESPART SPRL Alle Rechte vorbehalten, und behält sich zudem das finale Recht vor, das Handbuch und die darin gemachten Aussagen zu überarbeiten. Das Copyright dieser Anleitung liegt bei NESPART SPRL Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis ist es jedem Unternehmen oder Individuum untersagt, die Anleitung und die darin enthaltenen Informationen zu vervielfachen, zu kopieren oder zu übersetzen.

11 Garantie und Service

Garantie
Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt gekauft haben

Service:

1. 1-jährige Garantie (ab Kaufdatum) ist bei richtiger Anwendung gegeben.
2. Die Garantie schließt keine anderen Teile außer der Kidyted Waage selbst ein.
3. Bei folgenden Umständen wird die Reparatur berechnet:
A: Äußere Zerstörung, unangemessene Nutzung, Nutzung für kommerzielle Gründe.
B: Auslauf der Garantie.
C: Verlieren der Garantie-Kart.
D: Garantie-Karte stimmt nicht mit dem Objekt überein oder ist unleserlich, Dreck und Kratzer am Produkt und seinem.
E: Zubehör, repariert oder modifiziert durch den Nutzer, beschädigt durch natürliche.
F: Katastrophen oder äußere Einflüsse

13 Mehrsprachige Anleitung herunterladen






1 Come utilizzare il prodotto e sue caratteristiche

Prima di tutto vogliamo ringraziarti per aver scelto il prodotto realizzato da Kidywolf. Questo prodotto offre un modo più accurato e affidabile per aiutarti a capire la crescita del tuo ragazzo. Prima di tutto vogliamo ringraziarti per aver scelto il prodotto realizzato da Kidywolf. Questo prodotto offre un modo più accurato e affidabile per aiutarti a capire la crescita del tuo ragazzo.

Applicazione del prodotto: misurazione del peso

Caratteristiche del prodotto:

- Design semplice: nessun pulsante, nessun display.
- Si accende da solo.
- I dati sono visualizzati e memorizzati nell' unit à del monitor, non c' è bisogno di chinarsi per controllare il risultato.
- Caricamento automatico dei dati del metro dopo la sincronizzazione con l'APP BonBaby e archiviazione permanente nel Cloud.
- Modalit à di supporto ragazzo-holding per pesare il proprio ragazzo.



1 Come utilizzare il prodotto e sue caratteristiche

Prima di tutto vogliamo ringraziarti per aver scelto il prodotto realizzato da Bongmi. Questo prodotto offre un modo più accurato e affidabile per aiutarti a capire la crescita del tuo ragazzo.

Applicazione del prodotto: misurazione dell'altezza

Caratteristiche del prodotto:

- Soluzione originale per misurare l'altezza in modo facile e preciso


Forma carina, piccola e portatile, adatta per l'uso a casa.
- Bluetooth integrato, complementare all'APP BonBaby.
- Trasmissione automatica e archiviazione permanente dei dati nel Cloud.
- Semplice design senza pulsanti, gira e srotola il nastro del metro per attivare la misurazione dell'altezza.
- Attivazione automatica della modalit à sleep, non è necessario spegnere il dispositivo manualmente.

2 Precauzioni

- ⚠️ Precauzioni d'uso
 - Non saltare sul prodotto.
 - Durante la misurazione lasciare il trasmettitore a infrarossi scoperto.
 - Posizionare la bilancia su una superficie piana e dura. Superfici irregolari o morbide, come tappeti, possono dare luogo a risultati imprecisi.
 - Si prega di utilizzare il prodotto in una stanza non pi ù alta di 3,5 m, con un soffitto di colore chiaro; in caso contrario, il peso potrebbe non essere visualizzato sul monitor.
 - Non calpestare la bilancia con i piedi bagnati o quando la sua superficie è bagnata per evitare il rischio di scivolamento.

- ⚠️ Precauzioni per la conservazione
 - Non immergere direttamente in acqua.
 - Non lasciare il dispositivo in ambienti troppo caldi, ad alta umidit à, polverosi, a diretto contato con la luce solare o sotto la corrente del condizionatore d'aria.
 - Non lasciare in luoghi in cui pu ò verificarsi un forte impatto, sono presenti vibrazioni o su una superficie irregolare.

3 Sinopsi del prodotto



La bilancia è realizzata in vetro temperato, un trasmettitore a infrarossi, un cerchio magnetico, una copertura esterna, ecc.




2 Precauzioni

- ⚠️ Precauzioni d'uso
 - Quando si misura l'altezza, si consiglia di attaccare l'estremit à del nastro al centro del cerchio di metallo sulla bilancia.
 - Non tirare troppo il nastro; in caso contrario l'estremit à del nastro potrebbe staccarsi dal cerchio di metallo e colpire la persona sulla bilancia.
 - Quando si rimuove l'estremit à del nastro dal cerchio magnetico, si consiglia di farlo scorrere dal lato del cerchio di metallo. Dopo la misurazione, riavvolgere lentamente il nastro. Se riavolto troppo velocemente, potrebbe non ritornare nella posizione originale.

- ⚠️ Precauzioni per la conservazione
 - Non immergere direttamente in acqua.
 - Non lasciare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura, alta umidit à, polverosi, a diretto contato con la luce solare o sotto la corrente del condizionatore d'aria.
 - Non lasciare in luoghi in cui pu ò verificarsi un forte impatto, sono presenti vibrazioni o su una superficie irregolare.

3 Sinopsi del prodotto



L'unit à del monitor è costituita da una copertura esterna, un ricevitore a infrarossi, uno schermo a matrice a punti LED, un metro a nastro e un'estremit à del nastro.

4 Lista degli accessori

Si prega di controllare che i seguenti elementi siano inclusi nella confezione: una bilancia Kidyted, 4 batterie da 1,5 V (AAA) e un manuale utente.
Nel caso in cui il contenuto della confezione sia incompleto, si prega di contattare il nostro supporto post-vendita.




5 Istruzioni per l'istallazione della batteria

Istruzioni per l'istallazione della batteria della bilancia Kidyted:

- Aprire il coperchio del vano batteria.
- Inserire 4 batterie AAA nel vano batteria della bilancia rispettando la polarit à indicata.
- Riposizionare il coperchio della batteria nella direzione opposta.

Promemoria da Kidywolf:

- Se la bilancia Kidyted non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato (3 mesi e oltre), si consiglia di rimuovere le batterie.
- Non utilizzare batterie vecchie e batterie nuove o tipi diversi di batterie: ci ò potrebbe compromettere la longevit à del prodotto.
- Questo prodotto e le batterie usate devono essere smaltiti in conformit à con le normative sullo smaltimento dei prodotti elettrici del paese di utilizzo.



5 Istruzioni per l'istallazione della batteria

Istruzioni per l'istallazione della batteria del metro a nastro Kidyted:

- Aprire il coperchio del vano batteria.
- Inserire 2 batterie AAA nel vano batteria della bilancia rispettando la polarit à indicata.
- Riposizionare il coperchio della batteria nella direzione opposta.

Avviso di batteria scarica: se l'icona della batteria lampeggia quando si accende il dispositivo, significa che le batterie si stanno scaricando. Sostituire le batterie. Le batterie con alimentazione insufficiente possono influire sulla precisione della misurazione.

Promemoria da Kidywolf:

- Se il metro a nastro Kidyted non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato (3 mesi e oltre), si consiglia di rimuovere le batterie.
- Non utilizzare batterie vecchie e batterie nuove o tipi diversi di batterie: ci ò potrebbe compromettere la longevit à del prodotto.
- Questo prodotto e le batterie usate devono essere smaltiti in conformit à con le normative sullo smaltimento dei prodotti elettrici del paese di utilizzo.

6 Utilizzo

Passo 1
Salire sulla bilancia con entrambi i piedi cercando di rimanere il pi ù possibile immobili.



Passo 2
Si accender à quindi il logo Kidywolf e la bilancia effettuer à la misurazione del peso.

Passo 3
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.



Passo 4
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 5
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 6
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 7
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 8
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 9
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 10
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 11
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 12
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 13
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 14
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 15
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 16
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 17
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

8 Specifiche tecniche

Nome del prodotto: Bilancia Kidyted	Divisione 50g
Modello: KIDYTED-CY	Unità: Kg/Libbre
Dimensioni: 312mm*312mm*23.5mm	Peso: 1.91Kg(senza batteria)
Batteria: 4 batterie 1,5V (AAA)	Condizioni operative: Temperatura: 0°C~40°C Umidità: ≤85%RH
Durata della batteria: 6 mesi	Condizioni di conservazione e trasporto:
Misurazione: 3-150Kg	Temperatura: -20°C~60°C Umidità: ≤85%RH

Passo 18
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 19
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 20
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 21
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 22
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 23
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 24
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 25
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 26
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 27
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 28
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 29
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 30
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 31
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 32
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 33
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 34
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

10 Cura e manutenzione

- Tenere la scala Kidyted lontano da fonti di calore.
- Questo prodotto non è impermeabile. Non lasciare che il prodotto si bagni. In caso di esposizione all'acqua, pulire con un panno asciutto il prima possibile.
- Pulire la superficie della bilancia con un panno pulito e morbido. Se necessario, pulire con un panno inumidito e asciugarlo con uno asciutto.
- Evitare di pulire con un panno ruvido per evitare che la superficie della bilancia si graffi.
- Non pulire questo prodotto con solventi chimici o corrosivi.

Passo 35
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 36
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.


11 Garanzia e assistenza

Garanzia
Si prega di contattare il punto di vendita in cui è stato acquistato il prodotto

Servizio:

- Inclusa garanzia di 2 anno (dalla data di acquisto) quando utilizzato in modo corretto. La garanzia non copre parti diverse dalla bilancia Kidyted.
- In queste circostanze, la riparazione sarà addebitata al consumatore.
-

A: Distruzione artificiale, uso inappropriato o uso per scopi commerciali. Garanzia scaduta.
B: Mancata presentazione della scheda di garanzia.
C: Il contenuto della scheda di garanzia non è coerente con l'oggetto reale
D: o è sfocato e irricoscibile.
Sporcizia e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori.
E: Riparato e modificato dall'utente, danneggiato da calamità naturali o
F: forza esterna.



Passo 37
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 38
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 39
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 40
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 41
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Garanzia
Si prega di contattare il punto di vendita in cui è stato acquistato il prodotto

Servizio:

- Inclusa garanzia di 1 anno (dalla data di acquisto) quando utilizzato in modo corretto. La garanzia non copre parti diverse dalla bilancia Kidyted.
- In queste circostanze, la riparazione sarà addebitata al consumatore.
-

A: Distruzione artificiale, uso inappropriato o uso per scopi commerciali. Garanzia scaduta.
B: Mancata presentazione della scheda di garanzia.
C: Il contenuto della scheda di garanzia non è coerente con l'oggetto reale
D: o è sfocato e irricoscibile.
Sporcizia e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori.
E: Riparato e modificato dall'utente, danneggiato da calamità naturali o
F: forza esterna.



12 Dichiarazione di non responsabilità e copyright

Passo 42
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 43
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 44
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 45
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 46
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 47
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 48
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 49
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 50
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 51
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 52
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 53
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 54
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 55
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 56
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 57
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 58
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 59
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.


Passo 60
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 61
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 62
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.

Passo 63
Una volta misurato il peso, il logo Kidywolf rimane acceso e il valore rilevato è visualizzato nel monitor.





1 Utilizarea și caracteristicile produsului

În primul rând, dorim să vă mulțumim pentru că ați ales produsul Kidywolf. Acest produs oferă un mod mai precis și mai fiabil de a vă ajuta să înțelegeți creșterea copilului.

Produsul este conceput pentru a vă ajuta să urmăriți creșterea copilului în mod precis și fiabil. Este ușor de utilizat și oferă rezultate precise și fiabile.

Utilizarea produsului: măsurarea greutății

Caracteristicile produsului:

- Design simplu — fără butoane, fără ecran
- Pornire automată prin apășarea pe aparat.
- Datele sunt afișate și stocate pe ruleta dădnălțime, nu este nevoie să vă apliceați pentru a verifica.
- Încărcarea automată a datelor ruletei după sincronizarea cu aplicația BonBaby, stocare permanentă pe Cloud.
- Acceptă modul de monitorizare a copiilor pentru măsurarea greutății acestora.



1 Utilizarea și caractereisticile produsului

În primul rând, dorim să vă mulțumim pentru că ați ales produsul Kidywolf. Acest produs oferă un mod mai precis și mai fiabil de a vă ajuta să înțelegeți creșterea copilului.

Produsul este conceput pentru a vă ajuta să urmăriți creșterea copilului în mod precis și fiabil. Este ușor de utilizat și oferă rezultate precise și fiabile.

Utilizarea produsului: măsurarea înălțimii

Caracteristicile produsului:

- Soluție originală de măsurare pentru măsurarea ușoară și precisă a înălțimii.
- Formă frumoasă, micș și portabil, potrivit pentru utilizarea acasă.
- Bluetooth integrat, complementar cu aplicația BonBaby
- Transmisie automată și stocare permanentă pe Cloud
- Proiectare simplă, fără butoane, rotiți și desfaceți ruleta de nivel pentru a activa măsurarea înălțimii
- Trecere automată în modul sleep, nu este nevoie să opriți manual aparatul

2 Avertismente

▲ Avertismente privind

- Nu săriți pe produs.
- Lăsați transmîțătorul infrarosu descoperit în timpul măsurării.
- Vă rugăm să puneți cântarul pe o suprafață plană și tare. Suprafețele neuniforme sau moi precum covorul pot conduce la rezultate inexacte.

- Vă rugăm să-l utilizați într-o cameră mai mică de 3,5 m cu un tavan deschis la culoareîn caz contrar, datele de greutate nu pot apărea pe ruleta pentru înălțime.
- Vă rugăm să nu dălcați pe dăntar cu picioarele ude sau înd suprafața cântarului este udă pentru a evita riscul de alunecare.

▲ Avertismente privind depozitarea

- Nu îl introduceți direct în apă.
- Nu lăsați dispozitivul la temperaturi ridicate, umiditate ridicată, mediu prăfuit, lumina directă a soarelui sau direct în raza aerului condiționat.

- Nu îl lăsați în locuri unde poate fi lovit puternic, sunt prezente vibrații sau pe suprafețe neuniforme.



Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.



2 Avertismente

▲ Avertismente privind utilizarea


- Când măsurați înălțimea, se recomandă să lipiți capătul ruletei în mijlocul cercului metalic de pe cântar.
- Nu trageți banda de măsurare prea repede, astfel încât capătul ruletei să nu se desprindă de cercul metalic și să lovească persoana de pe cântar.

- Când scoateți capătul ruletei din cerc magnetic, se recomandă gisirea acestuia din laterala cercului metalic. După măsurare, vă rugăm să retrageți banda de măsurare încet. Retragerea prea rapidă poate duce la plasarea incorectă a benzii.

▲ Avertismente privind depozitarea

- Nu îl introduceți în apă.
- Nu lăsați dispozitivul la temperaturi ridicate, umiditate ridicată, mediu prăfuit, expus la lumina directă a soarelui sau direct în raza aerului condiționat.
- Nu îl lăsați în locuri unde poate fi lovit, sunt prezente vibrații sau pe suprafețe neuniforme.


3 Descrierea produsului



Unitatea de monitor este formată dintr-un capac extern, un receptor infrarosu, un ecran cu matricea punct LED, o aștură pentru bandă și un capăt al benzii.

4 Listă accesorii

Vă rugăm să verificați dacă următoarele elemente sunt în cutie: cântar Kidyscale, 4 baterii tip AAA 1.5Vși manualul de utilizare. În cazul în care vă lipsește ceva, contactați serviciul nostru post-vânzare.




Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.



4 Listă accesorii

Vă rugăm să verificați dacă următoarele produse sunt incluse în pachet: ruletă Kidyted, 2 baterii 1.5V (AAA) și manualul de utilizare. În cazul în care vă lipsește ceva, vă rugăm să contactați serviciul nostru post-vânzare.



Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.

5 Instrucțiuni privind instalarea bateriilor

Instrucțiuni privind instalarea bateriilor pentru ruleta Kidyted:

- Deschideți capacul compartimentului pentru baterii.
- Introduceți 2 baterii tip AAAîn compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea corectă.
- Puneți capacul compartimentului pentru baterii la loc.

Avertisment privind descărcarea bateriei: daa pictograma baterie pălpaie când porniți dispozitivul, înseamnă că bateriile sunt descărcate. Vă rugăm să înlocuiți bateriile. Bateriile descărcate pot afecta precizia măsurătorii.

Atenționări NESPART SPRL:


- Dacă ruleta Kidyted nu va fi utilizată o perioadă mai lungă de timp (3 luni sau mai mult), vă rugăm să scoateți bateriile.

- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau diferite tipuri de baterii deoarece acest lucru poate afecta durata de viaă a produsului.
- Acest produs și bateriile acestuia trebuie aruncateîn conformitate cu reglementările privind eliminarea produselor electrice din țara în care este utilizat produsul.


6 Utilizarea produsului

Pas 1

Pășiți pe cântar cu ambele picioare și păstrați-vă echilibrul.



După finalizarea măsurătorii, sigla KIDYWOLF va rămâne aprinsă și datele despre greutate vor apărea pe ruletă.



Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.



Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.



6 Utilizarea produsului

Pas 1

Rotiți și desfaceți ruleta de nivel, mutați capătul ruletei mai aproape de dăntar și lipiți-l pe cercul metalic.



Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.






Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.



8 Specificații tehnice

Numele produsului: KIDYTED Scale	Diviziune: 50g
Model: KIDYTED-YE	Unitate: Kg/Lbs
Dimensiune: 312mm*312mm*23.5mm	Greutate: 1.91Kg(fără baterie)
Baterie: 4 baterii 1,5V (AAA)	Condiții de funcționare: Temperatură: 0°C~40°C Umiditate: ≤85%RH
Durata de viață a bateriei: 6 luni	Condiții de depozitare și transportare: Temperatură: -20°C~60°C Umiditate: ≤85%RH
Măsurătoare: 3-150Kg	


Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.



8 Specificații tehnice




Numele produsului Kidyted Ruler	Diviziune: 0,2cm
Model: KIDYTED-YE	Unitate: cm/in
Dimensiune: 95mm*90mm*29mm	Greutate: 120g (fără baterie)
Baterie: 2 baterii 1.5V (AAA)	Durata de viață a bateriei: 6 luni
Măsurătoare: 1—180cm	Condiții de funcționare: Temperatură: 0 oC-40 oC Umiditate: ≤85%RH
Transmisie Wireless: BLE 4.1	Condiții de depozitare și transportare: Temperatură: -20°C~60°C Umiditate: ≤85%RH
Distanța de transmisie: 10m	
Ceriințe de sistem: iOS: iPhone 5 sau mai nou cu versiunea iOS 8.0 sau mai nou iPhone 4/4s este exclus.	

Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.







10 Întreținere și îngrijire

- Țineți cântarul Kidyted departe de căldură.
- Acest produs nu este rezistent la apă. Nu lăsați apa să picure sau să stropească produsul. În cazul expunerii la apă, vă rugăm să ștergeți cu un material textil uscat cât mai repede posibil.
- Ștergeți suprafața cântarului cu un material textil curat și moale. Dacă este necesar, ștergeți -l cu un material textil puțin umezit și apoi ștergeți cu un material textil uscat.
- Evitați ștergerea cu un material textil aspru pentru a nu avea zgărieturi pe cântar.
- Nu ștergeți produsul cu solvenți chimici sau corozivi.





10 Întreținere și îngrijire

- Țineți ruleta Kidyted departe de căldură.
- Acest produs nu este rezistent la apă. Nu lăsați apa să picure sau să stropească produsul. În cazul expunerii la apă, vă rugăm să ștergeți cu un material textil uscat cât mai repede posibil.
- Ștergeți suprafața cântarului cu un material textil curat și moale. Dacă este necesar, ștergeți -l cu un material textil puțin umezit și apoi ștergeți cu un material textil uscat.
- Evitați ștergerea cu un material textil aspru pentru a nu avea zgărieturi pe cântar.
- Nu ștergeți produsul cu solvenți chimici sau corozivi.



12 Drepturi de autor



Cântarul este format din sticlă securizată, transmîțător infrarosu, cerc magnetic, capac exterior, etc.



12 Drepturi de autor

