

Mumpulse

EN [Heating – Cooling lactation massager](#)


FR [Masseur de lactation chauffant – refroidissant](#)

ES [Masajeador de lactancia frío y caliente](#)

IT [Massaggiatore per l'allattamento con riscaldamento e raffreddamento](#)

DE [Heizung - Kühlung Laktationsmassagegerät](#)

PT [Aquecimento - Resfriamento massageador para lactação](#)



CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Please read the instruction manual carefully before use.


Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant l'utilisation.

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar.

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

Vor Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

Leia o manual de instruções com atenção antes de utilizar.



A

Heating – Cooling lactation massager

Masseur de lactation chauffant – refroidissant

Masajeador de lactancia frío y caliente

Massaggiatore per l'allattamento con riscaldamento e raffreddamento

Heizung - Kühlung Laktationsmassagegerät

Aquecimento - Resfriamento massageador para lactação

B

Charging cable

Cable de chargement

Cable de carga

Cavo di ricarica

USB Magnetisches Ladekabel

Cabo de carregamento

C

Storage Bag


Sac de rangement

Bolsa de almacenamiento

Borsa portaoggetti

Aufbewahrungstasche

Saco de armazenamento



D

Temperature indicator
Indicateur de température
Indicador de temperatura
Indicatore di temperatura
Temperaturanzeige
Indicador de temperatura

E

Heat / Cool control
Contrôle de la chaleur et du froid
Control de calor / frío
Controllo calore/raffreddamento
Heizen/Kühlen Steuerung
Controlo de aquecimento / arrefecimento

F

Power and vibration control
Contrôle de la puissance et des vibrations
Control de potencia y vibraciones
Controllo della potenza e delle vibrazioni
Leistungs- und Vibrationskontrolle
Controlo da potência e das vibrações

G

Magnetic charging port
Port de charge magnétique
Puerto de carga magnético
Porta di ricarica magnetica
Magnetischer Ladeanschluss
Porta de carregamento magnética

D Temperature indicator / Indicateur de température Indicador de temperatura / Indicatore di temperatura Temperaturanzeige / Indicador de temperatura		
White light / Lumière blanche / Luz blanca / Luce bianca / Weißes Licht / Luz branca		
 18°C/64°F Low cool level Faible niveau de froid Bajo nivel de frío Basso livello di freddo Niedrige Kälte Baixo nível de frio	 13°C/54°F Medium cool level Niveau moyen de froid Nivel medio de frío Livello medio di freddo Mittleres Kälteniveau Nível médio de frio	 6°C/43°F High cool level Niveau élevé de froid Alto nivel de frío Alto livello di freddo Hohes Kälteniveau Elevado nível de frio
Red light / Lumière rouge / Luz roja / Luce rossa / Rotes Licht / Luz vermelho		
 37°C/98.6°F Low heat level Faible niveau de chaud Bajo nivel de calor livello di calore basso Niedrige Heizstufe Nível de aquecimento baixo	 41°C/105.8°F Medium heat level Niveau moyen de chaud Nivel de calor medio Livello di calore medio Mittlere Wärmestufe Nível de aquecimento médio	 47°C/116.6°F High cool level Niveau élevé de chaud Alto nivel de calor Alto livello di calore Hoher Grad an Hitze Elevado nível de calor

E Heat & Cool control / Contrôle de la chaleur et du froid / Control de calor & frío / Controllo calore/raffreddamento / Heizen & Kühlen Steuerung / Controlo de aquecimento & arrefecimento
In standby mode, short press to change from low heat / cool to medium heat / cool to high heat / cool to pause. Long press to switch between cooling / heating. En mode veille, une pression courte permet de passer d'un faible niveau de chaleur / de froid à un niveau moyen de chaleur / de froid à un niveau élevé de chaleur / de froid à pause. Une pression longue permet de passer du refroidissement à la chaleur. En modo de espera, pulse brevemente para cambiar de calor bajo / frío a calor medio / frío a calor alto / frío a pausa. Pulsación larga para cambiar entre refrigeración / calefacción. In modalità standby, premere brevemente per passare da calore basso / freddo a calore medio / freddo a calore alto / freddo a pausa. Premere a lungo per passare dal raffreddamento al riscaldamento. Im Standby-Modus kurz drücken, um von niedriger Hitze / Kühlung zu mittlerer Hitze / Kühlung zu hoher Hitze / Kühlung zu Pause zu wechseln. Lang drücken, um zwischen Kühlen und Heizen zu wechseln. No modo de espera, prima brevemente para mudar de calor baixo / frio para calor médio/frio para calor elevado/frio para pausa. Pressão longa para alternar entre arrefecimento / aquecimento.
F Power and vibration control / Alimentation et contrôle de la vibration / Alimentación y control de vibraciones / Alimentazione e controllo delle vibrazioni / Stromversorgung und Vibrationskontrolle / Alimentação eléctrica e controlo das vibrações
Press and hold for 2 seconds to enter standby mode, and the indicator remains solid white. Mumpülse will change from 5 vibrations patterns by pressing the power button.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode veille, et l'indicateur reste blanc fixe. Mumpülse changera de 5 modèles de vibrations en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Mantenga pulsado durante 2 segundos para entrar en modo de espera, y el indicador permanece en blanco sólido. Mumpülse cambiará de 5 patrones de vibración pulsando el botón de encendido.

Tenere premuto per 2 secondi per entrare in modalità standby; l'indicatore rimane bianco fisso. Premendo il pulsante di accensione, il Mumpülse cambia tra 5 modelli di vibrazione.

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln, und die Anzeige bleibt weiß. Mumpülse wird von 5 Vibrationen Muster durch Drücken der Power-Taste ändern.

Prima e mantenha premido durante 2 segundos para entrar no modo de espera, e o indicador permanece branco sólido. O Mumpülse muda de 5 padrões de vibração ao premir o botão de alimentação.

? Battery Indicator / Indicateur de batterie / Indicador de batería /
Indicatore della batteria / Batterie-Anzeige / Indicador de batería

In charging – the indicator will be blinking white.

Fully charged – the indicator will be solid white.

In working – the indicator will be solid white.

Low battery – the indicator will be blinking white and go out when running out of battery.

En cours de charge - l'indicateur clignote en blanc.

En pleine charge - l'indicateur est blanc fixe.

En cours de fonctionnement - l'indicateur est blanc fixe.

Batterie faible - le voyant clignote en blanc et s'éteint lorsqu'il n'y a plus de batterie.

En carga - el indicador parpadeará en blanco.

Completamente cargado - el indicador estará en blanco fijo.

En funcionamiento - el indicador se iluminará en blanco.

Batería baja - el indicador parpadeará en blanco y se apagará cuando se agote la batería.

In carica - l'indicatore lampeggia in bianco.

A piena carica - l'indicatore è bianco fisso.

In funzione - l'indicatore è bianco fisso.

Batteria scarica - l'indicatore lampeggia in bianco e si spegne quando la batteria è scarica.

Im Ladevorgang - die Anzeige blinkt weiß.

Vollständig geladen - die Anzeige leuchtet weiß.

In Betrieb - die Anzeige leuchtet durchgehend weiß.

Niedriger Batteriestand - die Anzeige blinkt weiß und erlischt, wenn die Batterie leer ist.

Em carga - o indicador estará a piscar a branco.

Totalmente carregado - o indicador fica branco sólido.

Em funcionamento - o indicador fica branco fixo.

Bateria fraca - o indicador fica branco intermitente e apaga-se quando a bateria se esgota.

Mumpülse

EN	English	9
FR	Français	14
ES	Español	18
IT	Italiano	22
DE	Deutsch	26
PT	Português	30

INTENDED USE

The Mumpülse is designed to improve the comfort of mothers during breastfeeding.

CHARGING YOUR MASSAGER

1. Connect the charging cable provided to the massager
2. Plug the USB into a computer or USB adaptor (DC 5V 1.5A).
3. The indicator will be blinking white while the massager is charging.
4. The massager is fully charged when the indicator remains solid white.
5. It takes approximately 1h30 to get the device fully charged. Recharge the massager as needed.

HOW TO USE MUMPÜLSE ?

VIBRATIONS


The vibration has a massaging effect that will improve local circulation and can be used before a breast pumping session.

Massage the breast with the curved side, moving towards the nipple or in circular movements from the base to the nipple.




HEATING :

Allow a few minutes for the massager to reach full heat, then warm the breast to bring a feeling of relaxation just before a breast pumping session. Position the heating surface around the areola, on tense areas or on the base of the breast and hold for 5 to 10 minutes.



COOLING :

Allow a few minutes for the massager to reach full cold, then position the cooling surface to bring to the zone comfort and well-being. You can apply the cooling surface globally to the whole breast or to a specific area, but use a moderate temperature for the area around the areola, which is more sensitive.



NOTE

1. In heating and cooling mode, the device will change from high heat to low heat after 20 minutes. It will shut off automatically after heating for 30 minutes.
2. It cannot be turned on when charging.
3. Fully charge the battery before the first use.

CARE AND STORAGE

- Always clean your massager before and after every use with a soft damp cloth.
- Unplug from power source before cleaning.
- Clean with warm water.
- Do NOT submerge the massager in water.
- Allow the massager to air dry.
- Avoid direct sunlight.
- Store the massager in a clean and dust-free place.

WARNING

- This lactation massager is intended for personal use only. Do not rent or share the product.
- Do not allow anyone unfamiliar with the product to use it.
- Do not use the device if the charging cable or the unit itself is damaged.
- If the cable shows signs of wear (loose casing, exposed wires, etc.), stop using it immediately and contact the manufacturer.
- Only use the charging cable provided with the device.
- Do not clean or sterilize the product in a washing machine, microwave, or dishwasher.
- This vibrating lactation massager is designed to relieve certain breastfeeding-related discomforts.

Use it only as directed in the user manual.

- Parental or guardian supervision is required if the user has physical or intellectual disabilities.
- Do not use the device while breastfeeding or when the baby is in contact with the breast.
- Do not immerse the device in water or any other liquid.
- Discontinue use if you experience pain, significant discomfort, or skin irritation. Consult a healthcare professional.
- Do not use the device while sleeping.
- This product is not a substitute for medical advice. If you are experiencing persistent pain, engorgement, or other breastfeeding issues, consult a qualified healthcare provider or lactation consultant.

PRODUCT SPECIFICATION	
Name and Model	Mumpülse – B0229
Product size	129.9mm x 48.8mm x 42.7mm
Power Supply	DC3.7V / 1100mAh
Charging Port	USB-Magnetic

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

UTILISATION PRÉVUE

Le Mumpülse est destiné à améliorer le confort des mères durant l'allaitement.

CHARGER VOTRE MASSEUR


1. Branchez le câble de chargement fourni avec le masseur.
2. Branchez le câble USB sur un ordinateur ou un adaptateur USB (DC 5V 1,5A).
3. L'indicateur clignotera en blanc pendant que le masseur se recharge.
4. Le masseur est complètement chargé lorsque l'indicateur reste blanc fixe.
5. Il faut environ 1h30 pour que l'appareil soit complètement chargé. Rechargez le masseur si nécessaire.

HOW TO USE MUMPÜLSE ?**VIBRATIONS**


La vibration a un effet massant qui améliorera la sensation de circulation locale et peut-être utilisé avant une séance de tire-lait. Masser le sein avec le côté incurvé en se déplaçant vers le mamelon ou en mouvements circulaires depuis la base jusqu'au mamelon.

**CHALEUR :**

Laissez quelques minutes au masseur pour qu'il atteigne sa pleine puissance puis réchauffez le sein pour apporter une sensation de détente juste avant une séance d'expression. Positionnez la surface chauffante autour de l'aréole, sur les zones tendues ou sur la base du sein et maintenez durant 5 à 10 minutes.

**FROID :**

Laissez quelques minutes au masseur pour atteindre le froid complet, puis positionnez la surface refroidissante pour apporter à la zone confort et bien-être. Vous pouvez appliquer la surface refroidissante globalement sur l'ensemble du sein ou sur une zone spécifique, mais utilisez une température modérée pour la zone autour de l'aréole, qui est plus sensible.



NOTE

1. En mode chauffage ou refroidissement, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes de chaleur.
2. L'appareil ne peut pas être mis en marche lorsqu'il est en charge.
3. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Nettoyez toujours votre masseur avant et après chaque utilisation avec un chiffon doux et humide.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez à l'eau tiède.
- Ne pas immerger le masseur dans l'eau.
- Laissez le masseur sécher à l'air libre.
- Évitez la lumière directe du soleil.
- Conservez le masseur dans un endroit propre et exempt de poussière.

AVERTISSEMENTS :

- Le masseur de lactation est conçu pour un usage personnel uniquement. Il n'est pas recommandé de le prêter ou de le louer.
- N'autorisez pas une personne non familière avec ce produit à l'utiliser.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble de chargement ou l'unité elle-même est endommagé(e).
- Si le câble présente des signes d'usure (gaine desserrée, fils apparents, etc.), cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.
- Utilisez exclusivement le câble de chargement fourni avec l'appareil.

- Ne nettoyez jamais le masseur dans une machine à laver, un micro-ondes ou un lave-vaisselle.
 - Ce masseur de lactation vibrant est destiné à soulager certains inconforts liés à l'allaitement. Veuillez l'utiliser uniquement selon les indications décrites dans le manuel d'utilisation.
 - Une surveillance parentale ou d'un tuteur est requise si l'utilisateur présente un handicap physique ou intellectuel.
 - Ne pas utiliser l'appareil pendant que vous allaitez ou pendant que le bébé est en contact avec le sein.
 - Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
 - Ne pas utiliser l'appareil si vous ressentez de la douleur, une gêne excessive, ou une irritation cutanée. Arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de santé.
 - Ne pas utiliser pendant le sommeil.
 - Ce produit ne remplace pas un avis médical.
- En cas de douleurs persistantes, d'engorgement ou de problèmes liés à l'allaitement, consultez un professionnel de santé qualifié ou une consultante en lactation.

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Nom du modèle	Mumpülse – B0229
Dimensions du produit	129.9mm x 48.8mm x 42.7mm
Alimentation	DC3.7V / 1100mAh
Port de chargement	USB-Magnetic

USO PREVISTO

El Mumpülse está diseñado para mejorar la comodidad de las madres durante la lactancia.

CARGA DEL MASAJEADOR


1. Enchufe el cable de carga suministrado con el masajeador.
2. Conecte el cable USB a un ordenador o a un adaptador USB (DC 5V 1.5A).
3. El indicador parpadeará en blanco mientras el masajeador se está cargando.
4. El masajeador estará completamente cargado cuando el indicador permanezca fijo en blanco.
5. El masajeador tarda aproximadamente una hora y media en cargarse por completo. Recargue el masajeador si es necesario.

¿CÓMO UTILIZAR MUMPÜLSE?**VIBRACIONES**


La vibración tiene un efecto de masaje que mejorará la sensación de circulación local y puede utilizarse antes de una sesión de extracción de leche. Masajear el pecho con el lado curvado moviéndose hacia el pezón o en movimientos circulares desde la base hasta el pezón.

**CALENTAR :**

Dale al masajeador unos minutos para que alcance su máxima potencia y, a continuación, calienta el pecho para proporcionar una sensación relajante justo antes de una sesión de expresión. Coloque la superficie de calentamiento alrededor de la areola, en las zonas tensas o en la base del pecho y manténgala así de 5 a 10 minutos.

**FRÍO :**

Deja que el masajeador se enfríe por completo durante unos minutos y, a continuación, coloca la superficie de enfriamiento para aportar confort y bienestar a la zona. Puede aplicar la superficie de enfriamiento en todo el pecho o en una zona específica, pero utilice una temperatura moderada para la zona alrededor de la areola, que es más sensible.



NOTA

1. En modo calefacción o refrigeración, el aparato se apaga automáticamente después de 10 minutos de calor.
2. El aparato no puede encenderse mientras se está cargando.
3. Cargue completamente la batería antes de utilizarlo por primera vez.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

- Limpie siempre el masajeador antes y después de cada uso con un paño suave y húmedo.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Límpielo con agua tibia.
- No sumerja el masajeador en agua.
- Deje secar el masajeador al aire libre.
- Evite la luz solar directa.
- Guarde el masajeador en un lugar limpio y sin polvo.

ADVERTENCIAS :

- El masajeador de lactancia está diseñado exclusivamente para uso personal. No se recomienda su préstamo o alquiler.
- No permita que nadie que no esté familiarizado con este producto lo utilice.
- No utilice el aparato si el cable de carga o la propia unidad están dañados.
- Si el cable muestra signos de desgaste (funda suelta, hilos expuestos, etc.), deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el fabricante.
- Utilice únicamente el cable de carga suministrado con el aparato.

- No limpie nunca el masajeador en la lavadora, el microondas o el lavavajillas.
- Este masajeador vibratorio de lactancia está diseñado para aliviar ciertas molestias asociadas a la lactancia materna. Utilícelo únicamente como se describe en el manual de instrucciones.
- Se requiere la supervisión de los padres o tutores si el usuario tiene una discapacidad física o intelectual.
- No utilice el aparato durante la lactancia o mientras el bebé esté en contacto con el pecho.
- No sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice el dispositivo si experimenta dolor, molestias excesivas o irritación de la piel. Deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a un profesional sanitario.
- No lo utilice mientras duerme.
- Este producto no sustituye al asesoramiento médico. En caso de dolor persistente, congestión mamaria o problemas relacionados con la lactancia, consulte a un profesional sanitario cualificado o a un especialista en lactancia.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del modelo	Mumpülse – B0229
Dimensiones del producto	129.9mm x 48.8mm x 42.7mm
Alimentación	DC3.7V / 1100mAh
Puerto de carga	USB magnético

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O Mumpülse foi concebido para melhorar o conforto das mães durante a amamentação.

CARREGAMENTO DO MASSAJADOR


1. Ligar o cabo de carregamento fornecido com o massajador.
2. Ligar o cabo USB a um computador ou a um adaptador USB (5V DC 1.5A).
3. O indicador pisca a branco enquanto o massajador está a carregar.
4. O massajador está totalmente carregado quando o indicador permanece branco fixo.
5. O massajador demora cerca de 1,5 horas a carregar completamente. Recarregar o massajador, se necessário.

COMO UTILIZAR O MUMPÜLSE?**VIBRAÇÕES**


vibrações têm um efeito de massagem que melhora a circulação local e podem ser utilizadas antes de uma sessão de bombagem. Massajar o peito com o lado curvo virado para o mamilo ou em movimentos circulares da base para o mamilo.

**CALORE :**

lasciare che il massaggiatore raggiunga la massima potenza per qualche minuto, quindi riscaldare il seno per fornire una sensazione rilassante prima di una sessione di espressione. Posizionare la superficie riscaldante intorno all'areola, sulle zone tese o alla base del seno e tenere premuto per 5-10 minuti.

**FREDDO :**

lasciare raffreddare completamente il massaggiatore per alcuni minuti, quindi applicare la superficie di raffreddamento per donare comfort e benessere alla zona. È possibile applicare la superficie refrigerante su tutto il seno o su un'area specifica, ma utilizzare una temperatura moderata per l'area intorno all'areola, che è più sensibile.



NOTA

1. In modalità riscaldamento o raffreddamento, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti di riscaldamento.
2. L'apparecchio non può essere acceso durante la carica.
3. Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

CURA E CONSERVAZIONE

- Pulire sempre il massaggiatore prima e dopo ogni utilizzo con un panno morbido e umido.
- Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Pulirlo con acqua tiepida.
- Non immergere il massaggiatore in acqua.
- Lasciare asciugare il massaggiatore all'aria aperta.
- Evitare la luce diretta del sole.
- Conservare il massaggiatore in un luogo pulito e privo di polvere.

AVVERTENZE :

- Il massaggiatore per l'allattamento è destinato esclusivamente all'uso personale. Non è consigliato per il prestito o il noleggio.
- Non permettere a chi non ha familiarità con questo prodotto di utilizzarlo.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di ricarica o l'unità stessa sono danneggiati.
- Se il cavo presenta segni di usura (guaina allentata, fili scoperti, ecc.), interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica fornito con l'apparecchio.

- Non pulire mai il massaggiatore in lavatrice, nel microonde o in lavastoviglie.
- Questo massaggiatore vibrante per l'allattamento è stato progettato per alleviare alcuni fastidi associati all'allattamento. Utilizzare solo come descritto nelle istruzioni per l'uso.
- È necessaria la supervisione di un genitore o di un tutore se l'utente ha una disabilità fisica o intellettuale.
- Non utilizzare il dispositivo durante l'allattamento o quando il bambino è a contatto con il seno.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di dolore, fastidio eccessivo o irritazione della pelle. Interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Non utilizzare durante il sonno.
- Questo prodotto non sostituisce il parere del medico. In caso di dolore persistente, ingorgo mammario o problemi legati all'allattamento, consultare un operatore sanitario qualificato o un consulente per l'allattamento.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del modello	Mumpülse – B0229
Dimensioni del prodotto	129.9mm x 48.8mm x 42.7mm
Alimentazione	DC3.7V / 1100mAh
Porta di ricarica	USB magnetico

VORGESEHENE VERWENDUNG

Die Mumpülse wurde entwickelt, um den Komfort der Mütter während des Stillens zu verbessern.

LADEN DES MASSAGEGERÄTS


1. Schließen Sie das mit dem Massagegerät mitgelieferte Ladekabel an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an einen Computer oder einen USB-Adapter (5V DC 1,5A) an.
3. Die Anzeige blinkt weiß, während das Massagegerät aufgeladen wird.
4. Das Massagegerät ist vollständig aufgeladen, wenn die Anzeige dauerhaft weiß leuchtet.
5. Es dauert etwa 1,5 Stunden, bis das Massagegerät vollständig aufgeladen ist. Laden Sie das Massagegerät bei Bedarf wieder auf.

WIE VERWENDET MAN MUMPÜLSE?**VIBRATION**


Die Vibration hat eine massierende Wirkung, die die lokale Durchblutung verbessert und vor dem Abpumpen angewendet werden kann. Massieren Sie die Brust mit der gewölbten Seite zur Brustwarze hin oder mit kreisenden Bewegungen von der Basis zur Brustwarze.

**HEAT :**

Lassen Sie das Massagegerät einige Minuten lang seine volle Leistung erreichen und erwärmen Sie dann die Brüste, um ein entspannendes Gefühl vor einer Expressionssitzung zu schaffen. Legen Sie die Wärmeplatte um den Warzenhof, auf die gespannten Stellen oder an der Basis der Brust und halten Sie sie für 5-10 Minuten.

**KÜHL :**

Lassen Sie das Massagegerät einige Minuten lang vollständig abkühlen, und legen Sie dann die Kühlfläche auf, um Komfort und Wohlbefinden in diesem Bereich zu gewährleisten; Sie können die Kühlfläche auf die gesamte Brust oder auf einen bestimmten Bereich anwenden, aber verwenden Sie eine moderate Temperatur für den Bereich um den Warzenhof, der empfindlicher ist.



ANMERKUNG

1. Im Heiz- oder Kühlbetrieb schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten Heizdauer automatisch aus.
2. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet werden.
3. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie das Massagegerät vor und nach jedem Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie es mit lauwarmem Wasser.
- Tauchen Sie das Massagegerät nicht in Wasser ein.
- Lassen Sie das Massagegerät an der frischen Luft trocknen.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.
- Bewahren Sie das Massagegerät an einem sauberen, staubfreien Ort auf.

WARNUNGEN :

- Das Laktationsmassagegerät ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Es ist nicht zum Verleih oder zur Vermietung geeignet.
- Erlauben Sie niemandem, der mit diesem Produkt nicht vertraut ist, es zu benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Ladekabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Wenn das Kabel Anzeichen von Verschleiß aufweist (lockere Ummantelung, blanke Drähte usw.), verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Ladekabel.

- Reinigen Sie das Massagegerät niemals in der Waschmaschine, Mikrowelle oder Spülmaschine.
- Dieses vibrierende Stillmassagegerät wurde entwickelt, um einen Teil der Beschwerden zu lindern, die beim Stillen auftreten. Verwenden Sie es nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Bei körperlichen oder geistigen Behinderungen ist die Beaufsichtigung durch ein Elternteil oder einen Erziehungsberechtigten erforderlich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Stillens oder wenn das Baby mit der Brust in Berührung kommt.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schmerzen, übermäßiges Unbehagen oder Hautreizungen verspüren. Brechen Sie die Anwendung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf.
- Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ärztliche Beratung. Bei anhaltenden Schmerzen, Brustverstopfung oder Stillproblemen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Arzt oder eine Stillberaterin.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Name des Modells	Mumpülse – B0229
Abmessungen des Produkts	129.9mm x 48.8mm x 42.7mm
Stromversorgung	DC3.7V / 1100mAh
Anschluss zum Aufladen	Magnetischer USB

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O Mumpulse foi desenvolvido para melhorar o conforto das mães durante a amamentação.

CARREGAMENTO DO APARELHO DE MASSAGEM

1. Conecte o cabo de carregamento fornecido com o aparelho de massagem.
2. Conecte o cabo USB a um computador ou a um adaptador USB (5V DC 1,5A).
3. O indicador pisca em branco enquanto o aparelho de massagem está carregando.
4. O aparelho de massagem está totalmente carregado quando o indicador acende continuamente em branco.
5. Leva cerca de 1,5 horas para carregar completamente o aparelho de massagem. Recarregue conforme necessário.

COMO USAR O MUMPULSE?


VIBRAÇÃO

A vibração tem um efeito de massagem que melhora a circulação sanguínea local e pode ser usada antes da extração do leite. Massageie o seio com o lado curvado voltado para o mamilo ou com movimentos circulares da base em direção ao mamilo.




CALOR :

Deixe o aparelho de massagem atingir sua potência máxima por alguns minutos e, em seguida, aqueça os seios para criar uma sensação relaxante antes de uma sessão de extração. Aplique a superfície aquecida ao redor da aréola, nas áreas tensionadas ou na base do seio e mantenha-a por 5 a 10 minutos.



FRIO :

Deixe o aparelho de massagem esfriar completamente por alguns minutos e, em seguida, aplique a superfície fria para proporcionar conforto e bem-estar nessa região. Você pode aplicar a superfície fria em todo o seio ou em uma área específica, mas use uma temperatura moderada na região ao redor da aréola, pois é mais sensível.



NOTA

1. Em modo de aquecimento ou resfriamento, o aparelho desliga-se automaticamente após 10 minutos de funcionamento.
2. O aparelho não pode ser ligado durante o carregamento.
3. Carregue completamente a bateria antes do primeiro uso.

CUIDADO E ARMAZENAMENTO

- Limpe sempre o massagrador antes e depois de cada utilização com um pano macio e úmido.
- Desconecte o aparelho antes de limpá-lo.
- Limpe com água morna.
- Não mergulhe o massagrador na água.
- Deixe o massagrador secar ao ar livre.
- Evite a exposição direta ao sol.
- Guarde o massagrador em um local limpo e livre de poeira.

AVISOS :

- O massagrador para amamentação é destinado exclusivamente ao uso pessoal. Não é recomendado para empréstimo ou aluguel.
- Não permita o uso por pessoas não familiarizadas com este produto.
- Não utilize o aparelho se o cabo de carregamento ou a unidade estiverem danificados.
- Se o cabo apresentar sinais de desgaste, pare de usar imediatamente e entre em contato com o fabricante.
- Use somente o cabo de carregamento fornecido com o aparelho.

- Nunca limpe o massagrador na máquina de lavar, no micro-ondas ou na máquina de lavar louça.
- Este massagrador vibratório para amamentação foi projetado para aliviar certos desconfortos associados à amamentação. Use-o apenas conforme descrito nas instruções de uso.
- A supervisão de um dos pais ou de um responsável é necessária se o usuário tiver uma deficiência física ou intelectual.
- Não utilize o dispositivo durante a amamentação ou quando o bebê estiver em contato com o seio.
- Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
- Não utilize o aparelho em caso de dor, desconforto excessivo ou irritação da pele. Interrompa imediatamente o uso e consulte um médico.
- Não utilize durante o sono.
- Este produto não substitui a orientação médica. Em caso de dor persistente, ingurgitamento mamário ou problemas relacionados à amamentação, consulte um profissional de saúde qualificado

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Nome do modelo	Mumpülse – B0229
Dimensões do produto	129.9mm x 48.8mm x 42.7mm
Alimentação	DC3.7V / 1100mAh
Porta de carregamento	USB magnético

<https://bbluvgroup.com/product-registration/>

Do not forget to register your product

N'oubliez pas d'enregistrer le produit

No olvide registrar su producto

Non dimenticare di registrare il prodotto

Vergessen sie nicht, ihr produkt zu registrieren

Não se esqueça de registrar o seu produto

info@bbluvgroup.com

1 855-808-2636



bblüv Group inc.

555 Chabanel Ouest, suite 1540

Montréal, QC, Canada H2N 2J2

bbluv.com